

Oral Session 6 臨床研究・疫学研究

9:00 ~ 9:45

座長：柳澤 哲 (名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学)
田中 仁啓 (静岡社会健康医学大学院大学社会健康医学研究科疫学領域)

O6-1 左室収縮機能不全を伴う心房細動患者に対するカテーテルアブレーション後の左室逆リモデリングの臨床効果の検討

宮澤 宏幸 (大垣市民病院循環器内科)

O6-2 富山県における心房細動新規発症リスクの検討

永田 義毅 (北陸予防医学協会予防医学研究室)

O6-3 高尿酸血症合併心房細動の特性と予後 ～北陸プラス心房細動登録研究～

津田 豊暢 (金沢大学附属病院循環器内科)

O6-4 ペースメーカ症例における左室収縮機能が保たれた心不全

後藤 利彦 (名古屋市立大学循環器内科)

Oral Session 7 MP 2

10:05 ~ 10:50

座長：北川 文彦 (藤田医科大学岡崎医療センター臨床検査部)
神谷 典男 (聖隷浜松病院臨床工学室)

O7-1 A-ATP機能搭載ペースメーカ2社のAT/AF検出からA-ATP作動にいたるイベント件数の比較検討

伴田 峻吾 (金沢医科大学病院ME部)

O7-2 有効な抗頻拍ペーシング機能はぜひ続けるべきである ～AF持続時間や頻度に隠されたその有効性を検証する～

佐藤 有紀 (名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部)

O7-3 心房細動カテーテルアブレーション周術期体成分分析計測の有用性

関戸 貴大 (福井大学医学部附属病院メディカルサプライセンター ME機器管理部)

O7-4 QDOT MICRO[®] (Qmode+/Qmode) と THERMOCOOL SMARTTOUCH[®] SFにて肺静脈隔離を行った際の出力と通電中イリゲーション総流量の比較検討

後藤 拓海 (名古屋ハートセンター臨床工学科)

座長：松本 悠真（市立四日市病院中央検査室）
安田 奈央（名古屋掖済会病院臨床工学部）

○8-1 Phase 4 block による症候性の心房ペーシング不全を呈した 1 例

藤川 倫徳（市立四日市病院医療技術部臨床工学室）

○8-2 Abbott 社製 SecureSense 機能により不適切作動を回避した 1 例

辻川 圭亮（豊田厚生病院診療共同部臨床工学室）

○8-3 陽子線治療期間中に CRT-P が 3 回リセットされた 1 例

荒木 伸一（福井県立病院臨床工学技術室）

○8-4 12 誘導心電図にて sensing failure が疑われた VVI ペースメーカーの 1 例

中社 惇美（金沢大学附属病院 ME 機器管理センター）

座長：神崎 泰範（大垣市民病院循環器内科）
三宅 泰次（岐阜ハートセンター循環器内科）

○9-1 治療に難渋した拡張型心筋症に合併した心室頻拍の 1 例

山口 善央（福井循環器病院循環器内科）

○9-2 Near Field Detection により同定した deceleration zone への通電により、治療しえた持続性心室頻拍の 1 例

原野 義大（岐阜ハートセンター循環器内科）

○9-3 Left posterior type fascicular VT のアブレーション中に認めた心室 echo beat を OPTRELL™ でマッピングすることにより P1 の走行と左室後乳頭筋との関連を観察しえた 1 例

上久保陽介（トヨタ記念病院循環器内科）

○9-4 左室内膜側の Correlation Score Map と Lines of Conduction Block のパターンから Intramural isthmus の位置を推定しえた非虚血性心筋症に伴う心室頻拍の 1 例

楠目 祐基（金沢医科大学循環器内科）

座長：村瀬 陽介（小牧市民病院循環器内科）
長谷川奏恵（福井大学医学部循環器内科）

O10-1 急性大動脈解離が発症に関与したと考えられる心房頻拍の1例

田中 雄己（公立陶生病院循環器内科）

O10-2 心外膜への伝導が示唆された心房頻拍の1例

細谷奈津子（浜松医療センター循環器内科）

O10-3 持続性心房細動治療後に顕在化した開心術後心房頻拍の1例

竹内 亮輔（浜松赤十字病院循環器内科）

O10-4 心原性脳梗塞を発症したCHA₂DS₂-VASc スコア0点のHyperthyroidism related AFの1例

高鳥 仁孝（心臓血管センター金沢循環器病院循環器内科）

座長：関本 暁（名古屋市立大学医学部附属東部医療センター）
高杉 信寛（岐阜大学医学部附属病院循環器内科）

O11-1 経口抗凝固薬を未使用で、クライオバルーンにて肺静脈隔離を行った透析患者の2例

井上 勝（NHO金沢医療センター循環器内科）

O11-2 下行大動脈に圧排された左房を有する心房細動に対して肺静脈隔離を行った1例

岡本 峻幸（豊田厚生病院）

O11-3 左右下肺静脈共通幹の心房細動症例に対してPOLARx™ FITを用いて肺静脈隔離に成功した1例

山中一裕基（小牧市民病院循環器内科）

O11-4 PolarX fitによるcryoablation通常使用にて僧帽弁峡部blocklineが完成していた1例

金子 鎮二（豊田厚生病院循環器内科）

座長：山口 由明（済生会高岡病院）
坂本 裕資（公立陶生病院循環器内科）

○12-1 不適切洞頻拍症候群が疑われた房室リエントリー性頻拍の1例

竹内 一喬（福井県済生会病院内科）

○12-2 同側の脚ブロック出現時に頻拍周期の延長を認めなかった房室回帰性頻拍（AVRT）の症例

柳澤 哲（名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学、名古屋大学大学院医学系研究科先進循環器治療学講座）

○12-3 非通常型房室結節リエントリー性頻拍中に multispline マッピングカテーテルを用いて冠静脈洞内の興奮開始パターンを解析した2症例

若狭 志保（岐阜大学医学部附属病院循環器内科）

○12-4 術前診断に苦慮した副伝導路を介した2：1心房粗動の1例

野村 量平（福井大学医学部循環器内科学）